

IMMULITE® 2000 Разбавитель 1/ Multi-Diluent 1

Назначение

Для разведения образцов пациентов, результаты которых превышают диапазон калибровки соответствующего теста IMMULITE 2000 и IMMULITE 2500, непосредственно в системе. См. описание функций разведения в системе в руководстве пользователя IMMULITE 2000 и IMMULITE 2500.

Каталожный номер: **L2M1Z**

Тесты IMMULITE 2000: Cortisol (L2KCO), DHEA-SO₄ (L2KDS), PAP (L2KPA), Progesterone (L2KPW), Total Testosterone (L2KTW), Total T3 (L2KT3), Total T4 (L2KT4) и Troponin I (L2KTI).

Тесты IMMULITE 2500: Cortisol (L5KCO), DHEA-SO₄ (L5KDS), PAP (L5KPA), Progesterone (L5KPW), Total Testosterone (L5KTW), Total T3 (L5KT3), Total T4 (L5KT4) и Troponin I (L5KSTI).

Поставляемые материалы

Один флакон, содержащий концентрированную (готовую к использованию) обработанную нормальную сыворотку человека с уровнем кортизола, DHEA-SO₄, PAP, прогестерона, тестостерона, общего T3, общего T4 и тропонина I от неопределяемого до низкого, с консервантом. Хранение: 30 дней (после вскрытия) при 2–8°C или 6 месяцев (аликвотами) при –20°C. Утилизируйте согласно действующему законодательству.

L2M1Z: 25 мл

В комплект поставки входят этикетки со штрихкодами для работы с разбавителем. Перед использованием наклейте соответствующую этикетку на пробирку образца 16 × 100 мм таким образом, чтобы штрихкоды могли быть считаны сканером анализатора.

L2M1Z: 3 этикетки

Предупреждения и предостережения

Для диагностики *in vitro*.

Multi-Diluent 1 не предназначен для исследований линейности и чувствительности, а предназначен для разведения образцов пациентов с концентрацией, выходящей за пределы диапазона калибровки теста.

Соблюдайте общие меры предосторожности и обращайтесь со всеми компонентами как с источниками инфекции. Исходные материалы, полученные из человеческой крови, были протестированы и не дали положительного результата на сифилис, антитела к ВИЧ 1 и 2, поверхностный антиген гепатита В и антитела к гепатиту С.

В качестве консерванта был добавлен азид натрия, концентрация которого составляет менее 0,1 г/дл. В момент утилизации промойте большим количеством воды, чтобы предотвратить скопление потенциально взрывоопасных азидов металла в свинцовых и медных водопроводных трубах.

Техническая поддержка

Обратитесь к национальному дистрибьютору.

www.siemens.com/diagnostics

Система контроля качества Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd. сертифицирована согласно стандарту ISO 13485:2003.

IMMULITE® является товарным знаком компании Siemens Healthcare Diagnostics.

© 2010 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены.

Origin: UK



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Llanberis, Gwynedd LL55 4EL
United Kingdom

2010-12-14

PIL2M1Z-13_RU








Изменения в данной редакции:

сс#EU20198: Изменен каталожный номер теста IMMULITE 2500 Troponin I с L5KTI на L5KSTI.

Описание символов

На этикетку изделия могут наноситься следующие символы:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Токсичное вещество
	Каталожный номер		Опасно для окружающей среды
	Производитель		Упаковка шариков
	Уполномоченный представитель в Европейском Союзе		Тест-единица
	Маркировка CE		
	Маркировка CE с идентификационным номером нотифицированного органа		Реагентный клин
			
			
	Ознакомьтесь с инструкцией по применению		Калибратор
	Внимание! Возможная биологическая опасность		Калибратор, низкий
	Температурные ограничения (2–8°C)		Калибратор, высокий
	Верхняя температурная граница ($\leq -20^{\circ}\text{C}$)		Антитело калибратора
	Нижняя температурная граница ($\geq 2^{\circ}\text{C}$)		Разбавитель образца
	Замораживать запрещено ($> 0^{\circ}\text{C}$)		
			Контрольный образец
			
			
	Не использовать повторно		Положительный контрольный образец
	Не подвергать воздействию солнечных лучей		Низкоположительный контрольный образец
	Код партии		Отрицательный контрольный образец
	Содержит количество, достаточное для (n) тестов		Антитело контроля

Символ	Описание	Символ	Описание
2008-01	Формат даты (год-месяц)		Раствор для предварительной обработки
			
	Использовать до:		Раствор дитиотрейтола
	Вредное вещество		Боратный буферный раствор с цианидом калия
	Корродирующее вещество		