

Луэр-адаптер Improvacuter

Производитель: «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд.», Китай, Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., No. 102, Kaiyuan Avenue Science city, Guangzhou Economic & Technological Development District, Gugtiizltou, 510530, China

Регистрационное удостоверение № РУ ФСЗ 2010/06622 от 13.04.2010

Инструкция по эксплуатации.

Применение: Луэр-адаптеры Improvacuter используются с иглами Луэра или иглами-бабочками и вместе с держателями и вакуумными пробирками применяются для взятия венозной крови. Луэр-адаптеры Improvacuter должны использоваться в соответствии с данной инструкцией.

Описание: Луэр-адаптер Improvacuter имеет на одном конце коннектор типа «Луэр» для присоединения игл Луэра или игл-бабочек, на другом - иглу для прокола крышки вакуумной пробирки, изготовленную из нержавеющей стали и закрытую резиновым клапаном. Перфорированная наклейка на защитном футляре луэр-адаптера Improvacuter действует как знак целостности луэр-адаптера. Луэр-адаптер Improvacuter стерилен и является одноразовым.

Срок годности и дата производства: указаны на упаковке. Не используйте луэр-адаптер после истечения срока годности.

Меры профилактики и предосторожности:

1. Проверяйте луэр-адаптер Improvacuter перед использованием и не используйте поврежденный луэр-адаптер Improvacuter.
2. Обращайтесь с луэр-адаптером Improvacuter в соответствии с правилами, принятыми в вашем медицинском учреждении.
3. Луэр-адаптер Improvacuter, загрязненный кровью, считается опасным и подлежит немедленной утилизации в соответствии с правилами медицинского учреждения.
4. Запрещается повторное надевание на иглы Луэр снятого защитного футляра.
5. После окончания процедуры взятия крови сбросьте луэр-адаптер Improvacuter вместе с иглой в контейнер для утилизации.
6. Вирусные гепатиты, ВИЧ и другие инфекционные заболевания могут передаваться через биологический материал. В случае контакта с биологическим материалом необходимо обеспечение соответствующей медицинской помощи.

Рекомендации по использованию луэр-адаптера Improvacuter

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛУЭР-АДАПТЕРА ОЗНАКОЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ!

Процедура взятия крови

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЕНЕПУНКЦИИ И ПРИ РАБОТЕ С ПРОБИРКАМИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ!

1. Снимите защитный колпачок с клапанной части луэр-адаптера Improvacuter. **ВНИМАНИЕ:** Перфорированная этикетка служит как индикатор целостности луэр-адаптера. Если перфорация разорвана или повреждена, утилизируйте такой луэр-адаптер и возьмите другой.
2. Вкрутите луэр-адаптер Improvacuter перпендикулярно в держатель. Убедитесь, что луэр-адаптер плотно зафиксирован в держателе и не раскрутится во время венеопункции. **ВНИМАНИЕ:** Неправильное вкручивание луэр-адаптера Improvacuter в держатель может привести к повреждению держателя и луэр-адаптера Improvacuter и последующему выпадению его из держателя во время венеопункции.
3. Удерживая держатель в одной руке, другой рукой наденьте иглу-бабочку или иглу Луэр на коннектор луэр-адаптера Improvacuter. Убедитесь, что игла сидит крепко.
4. Выберите место венеопункции. Наложите жгут (не более, чем на 1 минуту). Проздезинфицируйте место венеопункции. **НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ ПОСЛЕ ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЯ!**
5. Снимите с иглы-бабочки или иглы Луэр защитный колпачок.
6. Проведите венеопункцию.
7. Вставьте пробирку в держатель и надавите, чтобы игла луэр-адаптера Improvacuter (закрытая клапаном) проколола резиновую часть ее крышки. Помещайте пробирку в центр держателя при прокалывании крышки, чтобы предотвратить прокол ее боковой стенки и преждевременную потерю вакуума.
8. **СНИМИТЕ ЖГУТ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКУ. ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СОДЕРЖИМОГО ПРОБИРКИ С КРЫШКОЙ ИЛИ КЛАПАННОЙ ИГЛОЙ ЛУЭР-АДАПТЕРА Improvacuter.** Т.е. во время процедуры пробирку нельзя переворачивать, ни при каких обстоятельствах. Для обеспечения правильного наполнения пробирки всегда удерживайте пробирку в держателе, надавливая на ее дно большим пальцем.
9. Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, осторожно извлеките иглу из вены, одновременно прижимая к месту венеопункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения.
10. После образования сгустка наложите на место венеопункции повязку либо бактерицидный пластырь. **ВНИМАНИЕ:** После венеопункции верхняя часть крышки может быть испачкана следами крови. Примите защитные меры для предотвращения контакта с этой кровью во время работы с пробирками.
11. Утилизируйте луэр-адаптер с держателем и иглой в контейнер для утилизации.



Утилизация

Обеззараживание и утилизация луэр-адаптеров с биоматериалом и без биоматериала осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и внутренними протоколами, принятыми в ЛПУ.

Стерилизация

Луэр-адаптеры стерильны. Способ стерилизации: газовая стерилизация окисью этилена. Отметка о способе стерилизации указана на индивидуальной упаковке и на коробке.

Условия хранения и транспортировки




Хранить при температуре 4-25°C (40-77°F). ВНИМАНИЕ: Избегайте воздействия прямого солнечного света. Превышение максимальной рекомендованной температуры хранения может привести к деформации и повреждению луэр-адаптера. Транспортируйте луэр-адаптер при температуре от -15°C до +40°C. Луэр-адаптеры, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Упаковка

В индивидуальном защитном пластиковом чехле, по 100 штук в картонной коробке.

Маркировка

Знаки, используемые на этикетках и упаковке:

	Производитель
	Артикул
	Номер партии

