

Анализатор электролитов ЕС90

Erba Lachema



Инновационная картриджная технология

35 сек

Время анализа

от 35 мкл

Объем пробы

90 проб/час

Производительность

K⁺, Na⁺, Cl⁻, iCa²⁺

Все необходимое для определения в одном картридже

Стабильность картриджей —

90 дней после установки в анализатор

Экономичный

Небольшой расход реагентов

Не требуется замена
электродов

Удобный в работе

Большой сенсорный экран

Минимум процедур
обслуживания

Erba EC90
на www.omb.ru



Возможность подобрать картриджи в зависимости от потока исследований



S
500 тестов

M
1000 тестов

L
3000 тестов

Доступные варианты картриджей:

■ Картриджи для определения
K⁺, Na⁺, Cl⁻

■ Картриджи для определения
K⁺, Na⁺, Cl⁻

+ ионизированный Ca

Арт.	Наименование	Фасовка
INS00079	Анализатор электролитов EC 90	Анализатор с принадлежностями
REG00058	Картридж EC S	500 образцов
REG00056	Картридж EC M	1000 образцов
REG00057	Картридж EC L	3000 образцов
REG00061	Картридж EC плюс iCa S	500 образцов
REG00062	Картридж EC плюс iCa M	1000 образцов
REG00063	Картридж EC плюс iCa L	3000 образцов
BLT00080	Контроль ЭРБА Норма	4 × 5 мл
BLT00081	Контроль ЭРБА Патология	4 × 5 мл
XSYS0067	ЭРБА разбавитель образцов мочи	Только для определения электролитов в моче

РУ № РЗН 2023/20368 от 08.06.2023 г.
Анализатор электролитов EC90 (EC90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями

РУ № РЗН 2023/20454 от 23.06.2023 г.
Реагенты в картридже для анализатора электролитов EC90 для лабораторной диагностики in vitro