

Кат. № V1204

Suspension solution

Раствор для приготовления суспензии

Для диагностики in-vitro

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Раствор для приготовления суспензии используется для приготовления бактериальных суспензий при работе с автоматическими системами идентификации VITEK.

СОСТАВ

Водный раствор NaCl, 0.45% (pH 5.0 – 7.2).

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 2 – 30°C.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Утилизируйте отходы в соответствии с требованиями, предъявляемыми для утилизации инфекционных материалов. Ответственность за утилизацию несут сотрудники лаборатории.