

Автоматический
иммунохемилюминесцентный анализатор

Массура i3000

Massura Medical Instrument Co., Ltd., Китай



**ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИММУНОХИМИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ**

14 мин

время до первого результата

6 часов

непрерывной работы

STAT-образцы

быстрый анализ

Замена реагентов на борту

сокращение времени исследования

Интеллектуальная система вращения пробирок

корректное считывание штрих-кода

В современных условиях нестабильности у лабораторий появилась возможность быстро адаптироваться к повседневным изменениям и получать точные результаты исследований.

Массура i3000 – надежное решение для высокопроизводительных лабораторий: еще больше тестов в час при двухмодульном исполнении. Анализатор использует технологию на основе акридинового эфира.



300

тестов/час

600

тестов/час при двухмодульном исполнении



Массура i3000

Массура i3000 на www.omb.ru



1

Модуль загрузки образцов

Непрерывная загрузка до 200 образцов

2

Аналитический модуль

Замена расходных материалов в режиме работы

3

Модуль хранения образцов

Хранение образцов при необходимости дальнейшего разведения

4

Зона для загрузки реакционных кювет

Одновременная загрузка до 2000 кювет

5

Зона загрузки реагентов

30 охлаждаемых позиций для реагентов

Меню тестов

Щитовидная железа

ТТГ

Т3 общий

Т4 общий

Т3 свободный

Т4 свободный

Анти-ТГ

Анти-ТПО

Онкомаркеры

АФП

РЭА

СА 15-3

СА 125

СА 19-9

Общий ПСА

Свободный ПСА

Репродуктивная система

АМГ

Тестостерон

Эстрадиол

ЛГ

Прогестерон

Пролактин

ФСГ

ХГЧ

Костный метаболизм

25-ОН Витамин Д

Маркеры воспаления

Прокальцитонин

РУ №РЗН 2024/22105 от 22.02.2024

Анализатор хемилюминесцентный автоматический Massura i варианты исполнения:

I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000

II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000

* Тесты, выделенные жирным шрифтом, зарегистрированы в качестве медицинского изделия Росздравнадзором (регистрационные удостоверения № РЗН 2024/22046, РЗН 2024/22233, РЗН 2024/21998, РЗН 2024/22000, РЗН 2024/22010, РЗН 2024/22009, РЗН 2024/22229, РЗН 2024/22054, РЗН 2024/22053, РЗН 2024/22119, РЗН 2024/22055, РЗН 2024/21995, РЗН 2024/22047, РЗН 2024/22262, РЗН 2024/21992, остальные – в процессе регистрации.

Информация о зарегистрированных тестах приведена с учетом полученных документов на 26.04.2024 г.

Актуальная информация о зарегистрированных тестах содержится на сайте Росздравнадзора <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>



+7 (495) 925-81-50

omb@omb.ru
zakaz@omb.ru



www.omb.ru