

Автоматический  
гематологический анализатор

# Sysmex XN-1000

Sysmex Corporation, Япония



Точность результата  
для проб до 72 часов

## ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ



### Больше приложений – больше диагностических возможностей!

**XN-CBC** CBC анализ с ядросодержащими эритроцитами (NRBC)

**XN-DIFF** Дифференцировка лейкоцитов на 5 популяций с подсчетом незрелых гранулоцитов (IG)

**PLT-F** Точный подсчет тромбоцитов с количественным определением незрелых тромбоцитов (IPF)

**RET** Подсчет ретикулоцитов с определением их фракций

**XN-BF** Исследование биологических жидкостей с точным подсчетом клеточных элементов

- Производительность – до 100 проб/час
- Объем пробоподатчика – 50 образцов
- База данных – 100 000 образцов с гистограммами и скатерограммами
- Удобная навигация по работе с прибором на русском языке



### Автоподача капиллярных пробирок



**СЕРВИС  
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Certified Sysmex Service Provider



+7 495 925 81 50

[www.omb.ru](http://www.omb.ru)

