

Микробиологический анализатор

VITEK 2 Compact 30/60*

bioMérieux, Франция



Большая база (свыше 350) микробов:

- грамотрицательные бактерии;
- грамположительные бактерии;
- дрожжевые грибы;
- Neisseria/Haemophilus;
- анаэробы;
- бациллы.

Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам

Самый быстрый

Идентификация — 6–8 часов.
Определение чувствительности
к антибиотикам — 7–8 часов.

Настоящий автомат

Весь процесс полностью автоматизирован
(пробоподготовка — 1 минута).

Реальная экономия

Никаких дополнительных реагентов: только
карта, пробирка и 0,45% раствор NaCl.

VITEK 2 Compact 30/60

- вместимость: от 1 до 30/60 карт в любом порядке;
- возможность интеграции с ЛИС.

